


Votre **satisfaction** est notre **motivation**

MB Health & Aesthetic
vous apporte ses compétences.

ASALASER MLS



Qu'est-ce qu'un laser ?

c'est une lumière avec une longueur d'onde associée à un mode d'émission et une puissance.

- La longueur d'onde détermine la profondeur d'efficacité.
- Le mode d'émission détermine l'effet escompté.
- La puissance détermine la quantité d'énergie délivrée.

ASALASER MLS combine et synchronise des émissions pulsées et continues pour obtenir une synergie et une **optimisation** des effets : **antalgique, anti-inflammatoire et anti-oedème.**

ASALASER MLS est un laser haute puissance (**class 4**) de dernière génération, **25/75 watts**

Les nombreuses publications scientifiques viennent conforter les résultats et sont à disposition sur demande.

Les effets photochimiques

- Activation enzymatique
- Rééquilibrage du métabolisme cellulaire par augmentation de la production d'ATP
- Stimule : le système immunitaire et nerveux
- Stimule le développement des fibroblastes responsables de la synthèse du collagène
- Stimule l'hormone de croissance (régénération des tissus)
- Optimisation des fonctions de pompe Na-K (sodium/potassium)
- Augmentation du seuil de perception de la douleur

Les effets photothermiques



- Stimule la vascularisation
- Meilleure contribution en nutriments et oxygène

Les effets photomécaniques

- Production de matrice extra-cellulaire
- Accélération du drainage lymphatique
- Réduction de l'oedème
- Réactivation de la microcirculation

Les indications de l'ASALASER MLS

- Tendinite
- Entorse
- Bursite
- Sciatalgie et sciatique
- Polyarthrite
- Arthrose et arthrite
- Cervicalgie
- Lumbago
- Douleurs articulaires
- Myosite (inflammation du tissu musculaire)
- Hématome et oedème
- Escarres
- Accélère la cicatrisation
- Etc.



Une utilisation simple par écran tactile couleur, avec schémas anatomiques et trigger points ou zones d'application avec le Charlie.



L'**ASA** laser MLS peut être utilisé en phase aiguë comme chronique et également sur une zone avec du matériel d'ostéo-synthèse.

Il est indolore ce qui permet son utilisation sur des zones très sensibles.

On peut faire plus de trois séances dans une même semaine ou intercaler une séance d'ondes de choc avec des séances d'ASA laser MLS.

Utilisation possible en «mains libres»



Quatre modes d'application :

- Manuelle pour traiter les trigger points ou une zone bien précise.
- Zone cible de 20 cm² avec le «Charlie» qui groupe trois lasers MLS
- Multi-cibles avec scan automatique (version M6)
- Conjointes avec le «Charlie» pour couvrir la zone et le mode manuel pour traiter les trigger points grâce à deux canaux indépendants.



ASALaser MLS - M6

Scan multi-zones *mains libres intelligent*



ASALASER MLS avec «Charlie» couplant **trois lasers MLS** en usage mains libres en toute sécurité avec traitement d'une zone de 20 cm²

Formation d'une journée

Pour nous contacter :

N° ORIAS: 16001018
8, chemin du Bois Pernot
91680 BRUYERES LE CHATEL
EURL au capital de 2 000 € - 538 881 491 RCS EVRY
TVA intracommunautaire FR 96 538 881 491

www.mbha.fr

☎: 09 81 65 06 17 / 06 76 49 49 65

M: info@mbha.fr